

COVID-19


RECOMENDACIONES

PARA LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE CAMISOLINES

Colocación

- 1) Tomar de sus tiras superiores.
- 2) Atarlo en el cuello y la cintura

Debe cubrir por completo la espalda, del cuello a las rodillas y los brazos hasta las muñecas.



Retiro



1



2



3



4

- 1) Desajustar las tiras del cuello y luego la cintura.
- 2) Retirarlo sujetándolo de las tiras, utilizando las manos de acuerdo a cada lado.
- 3) Envolver al retirarlo de modo que la parte externa contaminada quede hacia adentro. Enrolla sobre si mismo.
- 4) Descartar en bolsa. Lavarse las manos.